

Переговорное устройство DR-201N



Этикетка (01.11.11)

Назначение

Абонентские переговорные устройства громкой связи DR-201N могут быть использованы для вызова дежурного медперсонала, для ведения переговоров между пациентом и медсестрой и для оповещения пациента со стороны пульта медсестры. Абонентское переговорное устройство обеспечивает двустороннюю дуплексную громкую связь по двухпроводной линии. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования системы вызова персонала «Hostcall-NM/NP». Подробное описание изделия смотрите в паспорте на систему «Hostcall-NM/NP».

Технические характеристики

На передней поверхности корпуса находятся:

- кнопка вызова с встроенными светодиодами красного и зелёного цветов, зелёный – индицирует соединение, красный – вызов;
- микрофон;
- решетка громкоговорителя.

С правой стороны корпуса имеется гнездо для подключения кнопки для лежачих больных. Корпус предназначен для накладного крепления, вставлен в крепежную рамку и зафиксирован винтом. На задней поверхности корпуса находятся две клеммы для подключения разговорного тракта и две клеммы для цепи вызывной сигнализации.

Работа в режиме громкой дуплексной связи - есть;

Выходная мощность, не менее - 0,25 Вт;

Интерфейс - двухпроводная линия;

Питание – по линии связи;

Конструктив - накладное крепление;

Напряжение питания, В не менее - 7В;

Мощность громкоговорителя, Вт - 0,25Вт;

Габаритные размеры - 92x135x39 мм;

Срок службы, не менее - 5 лет.

Подключение

Устройство закрепляется на стене с помощью монтажной рамки, поставляемой в комплекте.

Нумерация и назначение клемм в DR-201N

Клемма	Назначение клеммы
1	разговорный тракт
2	разговорный тракт
3	вход для кнопки стандартного вызова (КВ+)
4	общий провод кнопок □(КВ-)

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>